

Talamonti

INNOVATE TO WIN

COME FUNZIONA DEEP BEAUTY BH



Dietro ogni inestetismo c'è un sistema del nostro corpo che si trova in sofferenza, che non riesce a lavorare in modo efficiente. Ecco che si alzano i livelli di infiammazione e si attivano processi che, a cascata, tornano ad influenzarsi a vicenda come in un circolo vizioso.

Da un punto di vista fisico, le cellule nelle aree infiammate incrementano la loro resistenza elettrica rispetto a quella dei tessuti circostanti. Questo diminuisce la conduttività e il potenziale elettrico cellulare in quell'area, i muscoli subiscono delle limitazioni funzionali, le cellule non ricevono più un buon input nutrizionale, acqua, minerali, ossigeno e la matrice extracellulare inizia a degradarsi.

Questo meccanismo, l'infiammazione, provoca un accumulo di fluidi nello spazio tra le cellule dei tessuti (edema). Nel momento in cui il processo infiammatorio perdura nel tempo, inizia la sua evoluzione verso la condizione cronica, l'edema inizia ad addensarsi e poi a fibrotizzare.

Così gli adipociti smettono di ossigenarsi e il grasso perde la sua biodisponibilità a scopo energetico, la pelle perde elasticità e si accolla al tessuto sottostante, dove muscoli funzionalmente limitati non riescono a produrre un'azione di smaltimento, mentre in zone come il viso danno origine alle rughe.

Il risultato è un processo lungo e ben conosciuto che pone le basi per lo sviluppo di adattamenti e compensi sempre più difficili da risolvere, come aderenze, fibrosità, cicatrizzazione del grasso, ecc.

L'azione di DeepBeauty^{BH} si basa su tre principi fondamentali: la **Biorisonanza molecolare**®, la **Polarterapia**® e la metodica di trattamento.

Per spiegare cos'è la **Biorisonanza** partiamo da concetti più familiari. Se parliamo di risonanza acustica, sappiamo che percuotendo un diapason che possiede una data frequenza vibratoria, le onde sonore emesse dalla cassa di risonanza viaggiano nello spazio e sono in grado di entrare in risonanza con un altro diapason uguale e posto a distanza, il quale inizia a vibrare alla stessa frequenza dell'emettitore.

In campo biologico (da cui il nome di Biorisonanza molecolare) un segnale elettrico è in grado di entrare in risonanza con gli atomi delle molecole che presentano caratteristiche di compatibilità, facendole oscillare. In presenza di macromolecole proteiche, ad esempio in un edema ormai strutturato, tali oscillazioni possono frammentare gli aggregati rendendo più facile il loro recupero da parte del sistema linfatico e riportando una matrice extracellulare densa (Gel) allo stato liquido (Sol), con incredibili vantaggi in termini di capacità di drenaggio.

Un trattamento decongestionante delle aree sofferenti da molti vantaggi immediati:

- Rapida riduzione dell'edema con risultati che si conservano più a lungo;
- Abbattimento dello stress ossidativo causa del rallentamento del processo di riparazione dei tessuti e dei segni del tempo;
- Riattivazione del metabolismo cellulare e del nutrimento dei tessuti che migliorano l'elasticità della pelle;

D'altronde come un'onda sonora può infrangere il vetro di un bicchiere, allo stesso modo un insieme di segnali elettrici adeguatamente modulati, può cambiare la condizione di più tessuti in poco tempo.

Quindi...

DeepBeauty^{BH} eroga una moltitudine di segnali diversi che interagiscono nei tessuti corporei con molti elettroliti, cellule e proteine che si trovano nella matrice extracellulare, facilitandone la movimentazione attraverso il fenomeno della galvanotassi. Ciò contribuisce ad accelerare il processo di riparazione favorendo la migrazione dei fibroblasti sul sito della lesione ed al riequilibrio delle pressioni osmotiche esercitate dalle concentrazioni proteiche interstiziali. Pertanto permette il ripristino dell'omeostasi nei tessuti, la gestione della condizione infiammatoria e la riduzione più efficace e duratura della ritenzione idrica.

La **Polarterapia** sottopone le cellule a cicli bifasici di polarizzazione “riavviando” il motore ionico, la produzione di ATP ed il nutrimento. Nelle cellule i mitocondri sono la sede delle reazioni del metabolismo aerobico deputato alla produzione dell’ATP, forma di energia che nell’organismo è fondamentale per:

- 1) la contrazione muscolare;
- 2) la biosintesi della proteina;
- 3) la trasmissione nervosa;
- 4) l’effettivo trasporto di nutrienti che ristabilisce il potenziale elettrico di -50V, -80V attraverso la membrana della cellula;

Queste funzioni regolano l’attività della pompa sodio-potassio e dunque la capacità della cellula di nutrirsi e dei tessuti di ripararsi. In questo contesto così innovativo ed evoluto l’estetista resta il fattore che fa la differenza. La nostra formazione specifica ed il nostro programma di aggiornamento continuo, devono necessariamente trasferire più livelli di specializzazione per tematiche e settori di intervento. In questo modo, la metodica manuale e le competenze con cui l’operatore valuta il proprio paziente saranno il grande arricchimento che lo differenziano su tutti anche in un mercato competitivo come quello di oggi.

I 4 programmi di DeepBeauty^{BH}

Antiaging:

Azione sul metabolismo energetico e sulla biostimolazione tissutale;
Aumento migrazione fibroblasti e cellule neoformate;
Stimolazione della sintesi di collagene ed elastina;



Riequilibrante:

Stimolazione del tono e dell'elasticità muscolare;
Riduzione delle tensioni e delle contratture;



Drenante:

Azione sul linfatico e sulla congestione tissutale;
Drenaggio e smaltimento dei cataboliti;
Riduzione dei fenomeni fibrotici della cellulite;



Lipolitico:

Aumento del flusso sanguigno e iperossigenazione;
Riduzione dell'adipe localizzato e della cellulite;



Scopri DeepBeauty^{BH} VS 2019. Tutta l'efficacia e la versatilità di DeepBeauty^{BH} con in più un potente
manipolo microcorrenti + Vacuum